



Ecograf „de buzunar”

Fără costuri ascunse

- ☞ Fără abonament
- ☞ Garanție 3 ani
- ☞ Număr utilizatori nelimitați
- ☞ Capacitate stocare imagini nelimitat

Calitatea imaginii superioară

- ☞ Singurul ecograf **wireless** de buzunar, care oferă o imagine nealterată, comparabilă cu sistemele tradiționale de top.
- ☞ Setări imagini optimizate în funcție de aplicația de utilizare.
- ☞ Diferitelor modele disponibile pentru aplicații specifice.

Oricând la îndemână

- ☞ **Fără cablu:** libertate de mișcare, utilizare nemărginită în cadrul oricărei proceduri.
- ☞ Utilizează o rețea securizată WifiDirect pentru conexiunea cu aplicația de pe multiple dispozitive de vizualizare simultan.

Ușor de folosit

- ☞ **Tehnologia Point-and-Shoot Ultrasound™** elimină nevoia de reglaj prin butoane. Inteligența artificială ajustează parametrii în timp real.
- ☞ Complet imersibil în soluție dezinfectantă utilizabil și în mediu steril.



Model	Frecvență	Adâncime	Aplicații
C3 HD	2–6 MHz	32 cm	Abdomen, Cardiac, OB/GYN, Urologie, Vascular
L15 HD	6–16 MHz	5 cm	Nerv, Sân, MSK, Părți moi, Plămân, Vascular
L7 HD	4–13 MHz	7 cm	Vascular, Sân, MSK, Nerv, Părți moi, Plămân
C7 HD	3–10 MHz	20 cm	Părți moi, MSK, Pediatric, Neonatologie,
PA HD	1–4 MHz	40 cm	Cardiac, Abdomen, Urgențe, OB/GYN
Ec7 HD	3–10 MHz	15 cm	FIV, OB, Pelvin, Prostată

Include:

B-Mod

Color Doppler

M-Mod

Power Doppler

PW

2 acumulatori cu încărcător



Eko DUO:

N&B

ECG + Stetoscop digital



Încărcare prin inducție wireless



Conexiune Bluetooth

la dispozitivul mobil prin aplicația compatibilă iOS, Android & Windows



Stocare

Captare simultană a sunetelor cardiace și traseului ECG de 15, 30, 60 or 120 secunde.

Analiză

Eko dezvoltă algoritmi de analiză automată a bătăilor inimii și traseului ECG pentru a facilita screeningul bolilor cardiace.

Telemedicină

Transmitere înregistrări sunet și ECG pentru confirmare diagnostic sau monitorizare la distanță.

