

**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

ST-344-1	Kugelelektrode, Ø 2,0 mm <i>Ball electrode, Ø 2.0 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	---	------------------------

Umax: 4 KVp

ST-344-2	Kugelelektrode, Ø 4,0 mm <i>Ball electrode, Ø 4.0 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	---	------------------------

Umax: 4 KVp

ST-340-0	Spatelektrode, 2,5 x 20 mm <i>Spatula electrode, 2.5 x 20 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	---	------------------------

Umax: 4 KVp

ST-341-0	Schneidelektrode, isoliert, 2,5 x 20 mm <i>Blade electrode, insulated, 2.5 x 20 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	---	------------------------

Umax: 4 KVp

ST-342-1	Nadelelektrode, Ø 0,5 / 0,5 x 12 mm <i>Needle electrode, Ø 0.5 / 0.5 x 12 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	---	------------------------

Umax: 4 KVp

ST-342-2	Nadelelektrode, Ø 0,7 / 0,5 x 12 mm <i>Needle electrode, Ø 0.7 / 0.5 x 12 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	---	------------------------

Umax: 4 KVp

**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--



U<sub>max</sub>: 4 KVp

ST-374-4	Elektrodenverlängerung, 70 mm, für 2,4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 70 mm, for 2,4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	--	------------------------

ST-374-5	Elektrodenverlängerung, 90 mm, für 2,4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 90 mm, for 2,4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	--	------------------------

ST-374-6	Elektrodenverlängerung, 140 mm, für 2,4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 140 mm, for 2,4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	--	------------------------

ST-364-0	Schlingenelektrode, 10 x 25 mm <i>Loop electrode, 10 x 25 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	---	------------------------




U<sub>max</sub>: 0,5 KVp

ST-362-0	Schlingenelektrode, 15 x 25 mm <i>Loop electrode, 15 x 25 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	---	------------------------



U<sub>max</sub>: 0,5 KVp

ST-363-0	Schlingenelektrode, 20 x 25 mm <i>Loop electrode, 20 x 25 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	---	------------------------



U<sub>max</sub>: 0,5 KVp


**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--


ST-346-0	Schlingenelektrode, 10 x 10 mm <i>Loop electrode, 10 x 10 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	---	-----------------




ST-350-1	Schlingenelektrode, isoliert, 15 x 15 mm <i>Loop electrode, insulated, 15 x 15 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------




ST-350-0	Schlingenelektrode, isoliert, 15 x 20 mm <i>Loop electrode, insulated, 15 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



ST-351-0	Schlingenelektrode, 20 x 20 mm <i>Loop electrode, 20 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	---	-----------------



ST-352-0	Schlingenelektrode, 26 x 20 mm <i>Loop electrode, 26 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	---	-----------------



**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--


ST-358-0	Schlingenelektrode, Ø 10 mm Loop electrode, Ø 10 mm	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



ST-359-0	Schlingenelektrode, Ø 15 mm Loop electrode, Ø 15 mm	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



ST-360-0	Schlingenelektrode, Ø 20 mm Loop electrode, Ø 20 mm	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



ST-361-0	Schlingenelektrode, Ø 25 mm Loop electrode, Ø 25 mm	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------

