





ABBILDUNG ILLUSTRATION	PRODUKTBESCHREIBUNG PRODUCT DESCRIPTION	EINHEIT UNIT	ARTIKEL-NR. ORDER NO.
GYNÄKOLOGISCHE SCHNEIDE-ELEKTRODEN ■ Schäfte starr GYNECOLOGICAL CUTTING ELECTRODES □ Shafts rigid			
	SCHLINGE 17 X 15 mm LOOP 17 X 15 mm	1 Stk. 1 pc.	ELGYN001
	SCHLINGE 10 X 10 mm LOOP 10 X 10 mm	1 Stk. 1 pc.	ELGYN002
	SCHLINGE 15 X 15 mm LOOP 15 X 15 mm	1 Stk. 1 pc.	ELGYN003
	SCHLINGE 20 X 15 mm LOOP 20 X 15 mm	1 Stk. 1 pc.	ELGYN004

Hinweise

Nicht isolierter Schaft: Länge 20 mm, Durchmesser: 1,6 mm
 Die Elektroden dürfen nur bei einer maximalen Ausgangsspannung von 1,5kVp betrieben werden

Notes

Shaft not insulated: length 20 mm, diameter: 1.6 mm
 The electrodes may only be used with a maximum output of 1.5kVp

Abbildungen nicht in Originalgröße! / Illustration not original size!